

1. RAMBACH

➤ *Specifikace:*

Moderní diferenciálně diagnostické médium k identifikaci netyfových salmonel ve vzorcích potravin a klinického materiálu.

Složení	g/litr
Neprůhledný agar	20
Pepeton + kvasnicový extrakt	8
Chromogenní a selektivní mix	2.7
Propylenglykol	10

pH 7,1 ± 0.2 při 25 °C

➤ Používané kontrolní kmeny:

Kultivace při 37± 1 °C (20±2 hod)

- *S. Abaetuba* ATCC® 35640 → *červenofialové kolonie*
- *S. Enteritidis* ATCC® 13076 → *červenofialové kolonie*
- *E. coli* ATCC® 8739 → *modrozelené kolonie*
- *C. freundii* ATCC® 8090 → *purpurově modré*
- *S. aureus* ATCC® 25923 → *inhibice růstu*
- *E. coli* (CCM č. 3954)